



THOMI + CO AG

Persönliche Schutzausrüstungen
Herstellung von Schutzhandschuhen
und Schutzbekleidungen

Thomi + Co AG/SA

CH-4932 Lotzwil

Schutzausrüstungen
Reinigungsmaterial
Equipements de protection
Matériel de nettoyage

Telefon 062 919 83 83
Telefax 062 919 83 60
E-Mail info@thomi.com
www.thomi.com

QM-System nach ISO 9001
Système QM selon ISO 9001
Gegründet 1931
Maison fondée en 1931



ART. 95200 EINWEG-AUGENSPÜLFLASCHE 0,5 L CEDERROTH

Einweg-Augenspülflasche aus transparentem Spezialkunststoff enthaltend 0,5 l sterile, isotonisch gepufferte Kochsalzlösung 0,9 %, Augenwanne, Gebrauchsanweisung in diversen Sprachen, Verfalldatum.

Größen:	-
Kleines Paket:	2
Grosses Paket:	12
Art der Verpackung:	Stück

Einsatzbereich

Zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge. Bei Eindringen von Säure oder Lauge ins Auge mehrere Flaschen verwenden, mindestens 5-15 Minuten lang spülen, auch auf dem Weg zum Arzt. Die Flasche kann sehr einfach, schnell und ohne Kraftanstrengung benützt werden und gewährleistet einen reichlichen Sprühstrahl. Die Spülflüssigkeit hat eine neutralisierende Wirkung auf Säure- und Laugenspritzer. Positiv ist auch die funktionelle Augenwanne. Die Flasche ist nach 3 Jahren zu ersetzen.

Normen